

**HYALORAL PLASMA GEL**

<b>Nombre producto / Product name / Nome do produto / Nom du produit / Nome del prodotto</b>
<p>HYALORAL PLASMA GEL</p> <p>Alimento complementario. Para perros, gatos, hurones, roedores y aves.  <i>Complementary feed. For use in dogs, cats, ferrets, rodents, and birds</i>  <i>Alimento complementar. Para cães, gatos, furões, roedores e pássaros.</i>  <i>Aliment complémentaire. Pour chiens, chats, furets, rongeurs et oiseaux.</i>  <i>Mangimi complementare. Per l'uso in cani, gatti, furetti, roditori e uccelli</i></p>
<b>Composición / Composition / Composição / Composition / Composizione</b>
<p>Colágeno hidrolizado enzimáticamente de origen porcino, jarabe de glucosa de maíz, glicerina vegetal, proteínas porcinas hidrolizadas, glucosamina de crustáceos marinos, sulfato de condroitina, productos sanguíneos (proteínas de plasma) porcinos, gamma orizanol, hialuronato sódico.</p> <p><i>Enzymatically hydrolysed porcine collagen, maize glucose syrup, vegetable glycerine, hydrolysed porcine proteins, glucosamine from marine crustaceans, chondroitin sulphate, blood porcine products (plasma proteins), gamma oryzanol, sodium hyaluronate.</i></p> <p><i>Colagénio suíno hidrolisado enzimáticamente, xarope de glucose de milho, glicerina vegetal, proteínas suínas hidrolizadas, glucosamina de crustáceos marinhos, sulfato de condroitina, produtos a base de sangue suínos (proteínas plasmáticas), gama orizanol, hialuronato de sódio.</i></p> <p><i>Collagène de porc hydrolysé enzymatiquement, sirop de glucose de maïs, glycérine végétale, protéines de porc hydrolysées, glucosamine issue de crustacés marins, sulfate de chondroïtine, produits sanguins porcins (protéines plasmatiques), gamma oryzanol, hyaluronate de sodium.</i></p> <p><i>Collagene suino idrolizzato enzimaticamente, sciroppo di glucosio da mais, glicerina vegetale, proteina suine idrolizzate, glucosamina da crostacei marini, solfato di condroitina, prodotti a base di sangue suino (proteine plasmatiche), gamma orizanol, ialuronato di sodio.</i></p>
<b>Aditivos / Additives / Aditivos / Additifs / Additivi</b>
<p><b>(Por ml):</b>  <u>Conservantes:</u> 14,95 mg de ácido cítrico (1a330), 6,9 mg de sorbato potásico (1k202).  <b>(Per ml):</b>  <u>Preservatives:</u> 14,95 mg of citric acid (1a330), 6,9 mg of potassium sorbate (1k202).  <b>(Por ml):</b>  <u>Conservadores:</u> 14,95 mg de ácido cítrico (1a330), 6,9 mg de sorbato de potássio (1k202).  <b>(Par ml) :</b>  <u>Conservateurs :</u> 14,95 mg d'acide citrique (1a330), 6,9 mg de sorbate de potassium (1k202).  <b>(Per ml):</b>  <u>Conservanti:</u> 14,95 mg de acido cítrico (1a330), 6,9 mg de sorbato di potassio (1k202).</p>
<b>Componentes analíticos / Analytical constituents / Constituintes analíticos / Constituents analytiques / Componenti analitici</b>

**HYALORAL PLASMA GEL**

Proteína bruta / Crude protein / Proteína bruta / Protéine brute / Proteina grezza	19%	
Grasa bruta / Crude fat / Matéria gorda bruta / Matières grasses brutes / Grassi grezzi	1.0 %	
Fibras brutas / Crude fibres / Fibra bruta / Cellulose brute / Fibre grezzi	0.5 %	
Ceniza bruta / Crude ash / Cinza bruta / Cendres brutes / Ceneri grezze	1.5 %	
Humedad / Moisture / Humidade / Humidité / Umidità	60 %	
<b>Valor energético / Energy / Energía / Valeur énergétique / Valore energetico</b>		
138 kcal/100 g (6 MJ/kg). 2 kcal (7 kJ) /ml		
<b>Aporta / Provides / Fornece / Contient / Fornisce</b>		
	<b>Por / Per / Por / Par / Per 100 g</b>	<b>Por / Per / Por / Par / Per ml</b>
Colágeno hidrolizado enzimáticamente / Enzymatically hydrolysed collagen / Colagénio hidrolizado enzimáticamente / Collagène hydrolysé enzymatiquement / Collagene idrolizzato enzimaticamente	15.8 g	182 mg
Glucosamina / Glucosamine / Glucosamina / Glucosamine / Glucosamina	2.34 g	26.9 mg
Sulfato de condroitina / Chondroitin sulphate / Sulfato de condroitina / sulfate de chondroïtine / Solfato di condroitina	1.44 g	16.6 mg
Productos sanguíneos (proteínas de plasma) porcinos / Blood porcine products (plasma proteins) / Productos a base de sangue suínos (proteínas plasmáticas) / Produits sanguins porcins (protéines plasmatiques)/ Prodotti a base di sangue suino (proteine plasmatiche)	783 mg	9.00 mg
Gamma orizanol / Gamma oryzanol / Gama orizanol / Gamma oryzanol / Gamma orizanol	722 mg	8.30 mg
Ácido hialurónico / Hyaluronic acid / Ácido hialurónico / Acide hyaluronique / Acido ialuronico	143 mg	1.64 mg
<b>Instrucciones de uso / Direction for use / Instruções de uso / Conseils d'utilisation / Istruzioni per l'uso</b>		

**HYALORAL PLASMA GEL**

	ml / día / day / día / jour / giorno
Gatitos / Kittens / Gatinhos / Chatons / Gattini	1.5
Gatos adultos / Adult cats / Gatos adultos/ Chats adultes/ Gatti adulti	3
Perros / Dogs / Cães / Chiens / Cani (<5 kg)*	1.5
Perros / Dogs / Cães / Chiens / Cani (5-10 kg)*	3
Hurones, roedores y aves (por kg*) / Ferrets, rodents and birds (per kg*) / Furões, roedores e pássaros (por kg*) / Furets, Rongeurs et Oiseaux (par kg*) / Furetti, Roditori e Uccelli (per kg*).	0.5

\*De peso corporal / of body weight / de peso corporal / de poids corporel / di peso corporeo.

Agitar antes de usar.

Se recomienda mezclar con el alimento habitual de gatitos y cachorros a partir de los 3 meses de edad, durante un mínimo de 6 meses. En animales adultos durante un mínimo de 3 meses. Al tratarse de un alimento complementario se puede tomar de manera ininterrumpida.

Shake before use.

It is recommended to mix with the animal regular feed of kittens and puppies from 3 months of age, for a minimum of 6 months. In adult animals for 3 months minimum.

As it is a complementary feed, it can be used continuously.

Agitar antes de usar.

Recomenda-se misturar com alimento usual de gatinhos e cachorros a partir dos 3 meses de idade, durante um mínimo 6 meses. Em animais adultos por um período mínimo de 3 meses. Por ser um alimento complementar, pode ser tomado sem interrupção.

Bien agiter avant utilisation.

I est recommandé mélanger dans la ration quotidienne des chatons et chiots à partir de 3 mois, pendant 6 mois minimum. Chez les animaux adultes pendant au moins 3 mois.

Comme il s'agit d'un aliment complémentaire, il peut être pris sans interruption.

Agitare bene il flacone.

Si consiglia Mescolare nell'alimento quotidiano di gattini e cuccioli a partire dai 3 mesi di età, per un minimo di 6 mesi. Negli animali adulti per un minimo di 3 mesi.

Essendo un mangimi complementare, può essere utilizzato continuamente.

**HYALORAL PLASMA GEL**

<b>Información Técnica / Technical Information / Informação técnica / Informations techniques / Informazioni tecniche</b>		
	<b>Si / Yes / Sim / Oui / Sì</b>	<b>No / No / Não / Non / No</b>
<b>Proteínas de pollo / Chicken proteins / Proteína de frango / Protéines de volailles / Proteine di pollo</b>		X
<b>Azúcares / Sugars / Açúcares / Sucres / Zucchero</b>	X	
<b>Conservantes / Preservatives / Conservantes / Conservateurs / Conservanti</b>	X	
<b>Colorantes / Colourants / Corantes / Colorants / Coloranti</b>		X
<b>Sal / Salt / Sal / Sel / Sale</b>	X	

  

<b>Recomendaciones de uso / Recommendation for use / Recomendação de utilização / Recommendation d'utilisation / Raccomandazione per l'uso</b>
<p>Hyaloral® Gel aporta nutrientes de ayuda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al correcto desarrollo de articulaciones, tendones y ligamentos.</li> <li>- A la lubricación articular.</li> </ul> <p>Con Proteínas de plasma: nutrientes que favorecen la respuesta inmunitaria general del animal.</p> <p>Hyaloral® Gel provides helpful nutrients in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Joints, tendons, and ligaments to develop correctly.</li> <li>- Lubricate the joints.</li> </ul> <p>With plasma proteins: nutrients that promote the general immune response of the animal.</p> <p>Hyaloral® Gel aporta nutrientes para ajuda em:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para auxiliar no correto desenvolvimento das articulações, tendões e ligamentos.</li> <li>- Lubrificação articular.</li> </ul> <p>Com proteínas plasmáticas: nutrientes que favorecem a resposta imune geral do animal.</p> <p>Hyaloral® Gel apporte des nutriments pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le développement correct des articulations, des tendons et des ligaments.</li> <li>- La lubrification des articulations.</li> </ul> <p>Avec des protéines plasmatiques : nutriments qui favorisent la réponse immunitaire générale de l'animal.</p> <p>Hyaloral® Gel è un adiuvante nutriceutico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il corretto sviluppo di articolazioni, tendini e legamenti.</li> <li>- La lubrificazione articolare.</li> </ul> <p>Con proteine plasmatiche: nutrienti che favoriscono la risposta immunitaria generale dell'animale.</p>

**HYALORAL PLASMA GEL**

**Advertencias / Warnings / Avisos / Mises en garde / Avvertenze**

Pueden observarse diferencias de color y olor, sin que ello afecte a la calidad del producto.  
Uso en animales de compañía.  
Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.  
*There may be color and odor differences that do not affect the quality of the product.*  
*For pet use only.*  
*Keep out of reach of children and pets.*  
*Podem-se eventualmente observar diferenças no cheiro e na cor sem que tal afecte a qualidade do produto.*  
*Para animais de estimação.*  
*Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação.*  
*Il peut y avoir des différences de couleur et d'odeur qui n'affectent pas la qualité du produit.*  
*Utilisation chez les animaux de compagnie.*  
*Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.*  
*Si possono osservare differenze di colore e odore che non influiscono sulla qualità del prodotto.*  
*Solo per uso di animali domestici.*  
*Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.*

**Condiciones de conservación / Storage conditions / Condições de armazenamento /  
Conditions de conservation / Condizioni di conservazione**

Conservar en el envase original.  
Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol o de otras fuentes de calor.  
*Keep in the original packaging.*  
*Keep in a fresh, dry place and away from direct sunlight or other heat sources.*  
*Mantenha no recipiente original.*  
*Manter em local fresco e seco e protegido da luz solar direta ou de outras fontes de calor.*  
*Conserver dans l'emballage d'origine.*  
*Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.*  
*Conservare nella confezione originale.*  
*Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce solare diretta o da altre fonti di calore.*

**HYALORAL PLASMA GEL**

<b>Presentación / Presentation / Apresentação / Présentation / Presentazione</b>		
Estuche con envase de 50 ml, jeringa dosificadora y prospecto. Box with 50 ml container, dosing syringe and leaflet. Caixa com recipiente de 50 ml, seringa doseadora e folheto. Boîte avec flacon de 50 ml, seringue doseuse et notice. Scatola con contenitore da 50 ml, siringa dosatrice e foglietto illustrativo.		
<b>Volumen neto / Net volume / Volume líquido / Volume net / Volume netto</b>		
50 ml		
<b>Periodo caducidad / Shelf life / Validade / Période de conservation / Data di scadenza</b>		
24 meses / months / meses / mois / mesi		
<p>Prudenci Irrure <i>Product Manager Senior</i></p>	<p>Mònica Moren Abat <i>QP &amp; RA-QC Manager</i></p>	<p>Ruth Galindo <i>Head of Research &amp; Development</i></p>
<p>Fabricado por: <b>OPKO Health Spain S.L.U.</b> Nº Autorización: αESP17300194 Pl. Europa 13-15, Local 2 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Spain) contact@opkoeurope.com <a href="http://www.opkoeurope.com/veterinaria/">www.opkoeurope.com/veterinaria/</a></p>		