

# CLUNIA® Clinical Zn-A gel

## CLUNIA® Maintenance Zn gel

### Gel Oral Mucoadhesivo de Fácil Aplicación para una Higiene Bucodental de Alta Eficacia y Seguridad

#### Composición:



	Clinical Zn-A gel	Maintenance Zn gel
Gluconato de Zinc	2 %	1,5 %
Ácido ascórbico	1,6 %	-
Taurina	1 %	0,5 %
Excipientes	Csp	Csp



#### Uso Recomendado:



- **CLUNIA® Clinical Zn-A gel:**
  - En problemas periodontales avanzados, heridas y laceraciones bucales, úlceras orales.
  - Post-cirugía oral o maxilofacial.
  - En pacientes intubados, sedados y post-quirúrgicos, al estimular la salivación.
- **CLUNIA® Clinical Zn-A y Maintenance Zn gel:**
  - Ayuda a prevenir la formación de placa dental.
  - Ayuda a controlar la halitosis.
  - Antes y después de una limpieza de dental.
  - Mantenimiento de las encías y la cavidad oral en óptimas condiciones.

#### Modo de empleo:



##### CLUNIA® Clinical Zn-A gel:

Desenrosque el tapón aplicador, vierta el contenido del vial adjunto (vitamina C) en la botella y permita que la vitamina C se deposite en el fondo de la botella. Coloque el tapón y agite hasta que se disuelva.

##### CLUNIA® Clinical Zn-A gel y Maintenance gel:

- Aplicar 1 gota del tamaño de un guisante (aproximadamente 0,5 ml) para animales de hasta 10 kg en cada lado de la boca, en las encías superiores. Aumente la dosis para perros medianos, grandes y caballos.
- Aplicar directamente de la punta del aplicador incorporado o depositar una gota en el dedo índice, bastoncillo o cepillo dental.



#### Presentación:

Clinical Zn-A gel: 118 ml

Maintenance Zn gel: 59 y 120 ml

#### Características:

- Ayuda a mantener una salud oral óptima.
- Su uso diario ayuda a prevenir la placa y halitosis.
- Aporta Zinc — Ayuda a mantener la estructura fisiológica de las encías.
- Con Taurina — Acción quelante sobre los compuestos de azufre que producen el mal aliento.
- Proporciona una capa protectora por su efecto mucoadhesivo.
- Natural y muy seguro — Apto para su uso prolongado.
- Gel de fácil aplicación — Sin cepillado.
- CLUNIA® Clinical Zn-A gel — Fórmula avanzada complementada con Vitamina C:
  - Potencia la disponibilidad del Zinc mejorando su función.
  - Potente antioxidante.
- CLUNIA® Maintenance Zn Gel:
  - Con Carboximetilcelulosa, que proporciona un mayor tiempo de contacto.
  - pH neutro.
  - Sin Sabor - Alta aceptación.
- No mancha el esmalte dental.
- No mancha superficies del hogar y tejidos.
- Utilizar a diario para una máxima eficacia.